
Prueba rápida QuickProfile TM 2019-nCoV lgG lgM





Materiales y reactivos suministrados en el kit:

- · Cassette QuickProfile ™ 2019-nCoV IgG / IgM
- · Tampón de muestra
- · Pipeta capilar de 2 µL
- · Instrucciones de uso
- · Tiempo de prueba: 10 minutos
- · Almacenamiento: 4 30 ° C
- · 25 Test/kit
- · Sensibilidad general = 94,74%,
- · VPP = verdadero positivo= 97,14%
- · Especificidad general = 97,06%
- · Especificidad de IgM = 99,67%
- · Especificidad de IgG = 97,38%







